



Mahidol University
Faculty of Medical Technology

คู่มือสมาชิก


การรายงานผลระบบออนไลน์

**โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
แบบที่เรียวิตทยาโดยองค์กรภายนอก**

EQAB ONLINE REPORT GUIDE

➤ LOGIN เข้าสู่ระบบออนไลน์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ <https://eqamt.mahidol.ac.th/>
2. Login เข้าสู่ระบบด้วย e-mail และ password



3. เข้าสู่ระบบสำเร็จคลิก “ส่งผลการทดสอบ” > “ปี 2023”



➤ การรายงานผลของ EQAB 8010 : Gram Stain

1. เลือก “EQAB: GRAM” และ click “TRIAL”

EQAB:GRAM	สมัครแล้ว	Trial
EQAB:AFB	สมัครแล้ว	Trial
EQAB IDEN&AST	สมัครแล้ว	Trial

2. คลิก “รายงานผล”

***เนื่องจากระบบจะทำการนับวันและเวลาถอยหลังก่อนจะถึงวันที่ปิดระบบรายงานผล

Trial in program EQAB-GRAM

Trial in program EQAB-GRAM

1-2023

เหลือเวลาอีก 26 วัน 4 ชั่วโมง 32 นาที จะหมดเวลารายงานผล

รายงานผล

*** หากสมาชิกต้องการแก้ไขการรายงานผลหลังจากส่งรายงานผลไปแล้ว สมาชิกสามารถ click “ดูรายงานที่เคยส่ง” เพื่อ ทำการแก้ไข

Trial in program EQAB-GRAM

Send report EQAB-GRAM - 1-2023 successful

Trial in program EQAB-GRAM

1-2023

เหลือเวลาอีก 26 วัน 4 ชั่วโมง 28 นาที จะหมดเวลารายงานผล

ดูรายงานที่เคยส่ง

3. สมาชิกใส่รายละเอียดวันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบและเลือก “ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ” อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ (หลังจากเลือกแล้วแบบฟอร์มการรายงานผลทดสอบจึงจะปรากฏ)

รายงานผลการทดสอบ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (บัญชีทดสอบ): 2 รัชหลัง สิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

บันทึกการรับตัวอย่าง
Scheme : EQAB-GRAM Trial : 1-2023

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ
12-02-2023

ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ

☒ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
☐ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้

เนื่องจาก

4. สมาชิกคลิกเลือกคำตอบที่ต้องการโดย 1 ตัวอย่างสามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 คำตอบ

Sample Id	รายงานผลการย้อมสี
Gram 23-1-1	☒ Gram positive cocci in clusters, single, pairs and short chains ☐ Gram positive cocci in chains ☐ Gram positive cocci in tetrads ☐ Gram positive large bacilli with spore ☐ Gram positive bacilli, regular rod ☐ Gram positive large bacilli ☐ Gram positive irregular bacilli ☐ Gram positive diplococci in lancet shape ☐ Gram positive bacilli with terminal spore ☐ Gram positive bacilli in Chinese letter or palisade ☒ Gram negative coccobacilli ☐ Gram negative cocci and coccobacilli ☐ Gram negative diplococci in kidney shape ☐ Gram negative bacilli ☐ Gram negative pleomorphic bacilli ☐ Gram negative bacilli with bipolar staining ☐ Gram negative curved bacilli ☐ Gram negative bacilli, seagull wing
Gram 23-1-2	☒ Gram positive cocci in clusters, single, pairs and short chains ☐ Gram positive cocci in chains ☐ Gram positive cocci in tetrads ☐ Gram positive large bacilli with spore ☐ Gram positive bacilli, regular rod ☐ Gram positive large bacilli ☐ Gram positive irregular bacilli ☐ Gram positive diplococci in lancet shape

5. กรณีที่สมาชิกต้องการส่งรูปภาพถ่ายสไลด์ Gram stain สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพได้
โดยคลิกที่ “Browse”

หากท่านประสงค์ต้องการแนบภาพถ่ายการย้อมสี อัปโหลดไฟล์ภาพ

อัปโหลดไฟล์

Gram 23-1-1

Browse

Gram 23-1-2

Browse

6. สมาชิกใส่รายละเอียดวันที่ทำการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
และคลิก “ส่งผลการตรวจ”

ข้อมูลผู้ส่ง

ชื่อ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (บัญชีทดสอบ)

หมายเลขโทรศัพท์

0611747884

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

วันที่ทำการทดสอบ

ส่งผลการตรวจ

6.1 สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และคลิก “ยืนยันส่งผลการตรวจ” หรือ
สามารถคลิก “พิมพ์” สำหรับเก็บเป็นเอกสารได้

ย้อนกลับ

พิมพ์

ยืนยันส่งผลการตรวจ

รายงานผลการทดสอบ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (บัญชีทดสอบ): 2 รัชหลัง ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

บันทึกการรับตัวอย่าง

Scheme : EQAB-GRAM Trial : 1-2023

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ

12-02-2023

ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ

☒ อยู่ในสภาพสมบูรณ์

☐ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้


เนื่องจาก

7. การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Trial in program EQAB-GRAM

Send report EQAB-GRAM - 1-2023 successful

8. เมื่อส่งผลการทดสอบเข้าระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ที่ “ผลการประเมิน”



➤ การรายงานผลของ EQAB 8020 : AFB Stain

1. เลือก “EQAB: AFB” และคลิก “Trial”

EQAB:GRAM สมัครแล้ว

Trial

EQAB:AFB สมัครแล้ว

Trial

EQAB IDEN&AST สมัครแล้ว

Trial

2. คลิก “รายงานผล”

***เนื่องจากระบบจะทำการนับวันและเวลาถอยหลังก่อนจะถึงวันที่ปิดระบบรายงานผล

Trial in program EQAB-AFB

Trial in program EQAB-AFB

1-2023

เหลือเวลาอีก 26 วัน 3 ชั่วโมง 48 นาที จะหมดเวลารายงานผล

รายงานผล

*** หากสมาชิกต้องการแก้ไขการรายงานผลหลังจากส่งรายงานผลไปแล้ว สมาชิกสามารถ click “ดูรายงานที่เคยส่ง” เพื่อ ทำการแก้ไข

Trial in program EQAB-AFB

Send report EQAB-AFB - 1-2023 successful

Trial in program EQAB-AFB

1-2023

เหลือเวลาอีก 26 วัน 3 ชั่วโมง 47 นาที จะหมดเวลารายงานผล

ดูรายงานที่เคยส่ง

3. สมาชิกใส่รายละเอียดวันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบและเลือก “ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ” อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ (หลังจากเลือกแล้วแบบฟอร์มการรายงานผลทดสอบจึงจะปรากฏ)

รายงานผลการทดสอบ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (บัญชีทดสอบ): 2 วังหลัง ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

บันทึกการรับตัวอย่าง

Scheme : EQAB-AFB Trial : 1-2023

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ

12-02-2023

ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ

- ☒ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
☐ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้

เนื่องจาก

4. สมาชิกคลิกเลือกวิธีการที่ใช้ย้อม AFB และคำตอบที่ต้องการ

3.วิธีการที่ท่านใช้ในการย้อม AFB stain สำหรับตัวอย่างที่ได้รับ

- ☒ Kinyoun stain
☐ Ziehl-Neelsen stain
☐ Auramine Rhodamine Fluorochrome stain
☐ Other ระบุ

Other ระบุ

รายงานผลการย้อมสี

Sample Id	4.รายงานผลการย้อมสี
AFB 23-1-1	☒ No AFB Observed ☐ 1-9 AFB per 100 fields ☐ AFB 1+ (10-99 AFB/100 fields) ☐ AFB 2+ (1-10 AFB per field in 50 fields) ☐ AFB 3+ (more than 10 AFB per field in 20 fields)
AFB 23-1-2	☐ No AFB Observed ☒ 1-9 AFB per 100 fields ☐ AFB 1+ (10-99 AFB/100 fields) ☐ AFB 2+ (1-10 AFB per field in 50 fields) ☐ AFB 3+ (more than 10 AFB per field in 20 fields)

5. กรณีที่สมาชิกต้องการส่งรูปภาพถ่ายสไลด์ AFB stain สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพได้
โดยคลิกที่ “Browse”

หากท่านประสงค์ต้องการแนบภาพถ่ายการย้อมสี อัปโหลดไฟล์ภาพ

อัปโหลดไฟล์

AFB 23-1-1

Browse

AFB 23-1-2

Browse

6. สมาชิกใส่รายละเอียดวันที่ทำการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
และคลิก “ส่งผลการตรวจ”

ข้อมูลผู้ส่ง

ชื่อ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (บัญชีทดสอบ)

หมายเลขโทรศัพท์

024123441

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

วันที่ทำการทดสอบ

ส่งผลการตรวจ

6.1 สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และคลิก “ยืนยันส่งผลการตรวจ” หรือ
สามารถคลิก “พิมพ์” สำหรับเก็บเป็นเอกสารได้

ย้อนกลับ

พิมพ์

ยืนยันส่งผลการตรวจ

รายงานผลการทดสอบ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (บัญชีทดสอบ): 2 รังหลัง สิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

บันทึกการรับตัวอย่าง

Scheme : EQAB-AFB Trial : 1-2023

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ

12-02-2023

ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ

- ☒ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
☐ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้

เนื่องจาก

3.วิธีการที่ผ่านใช้ในการย้อม AFB stain สำหรับตัวอย่างที่ได้รับ


- ☒ Kinyoun stain
☐ Ziehl-Neelsen stain
☐ Auramine Rhodamine Fluorochrome stain
☐ Other ระบุ

7. การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Trial in program EQAB-AFB

Send report EQAB-AFB - 1-2023 successful

8. เมื่อส่งผลการทดสอบเข้าระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ที่ “ผลการประเมิน”



➤ การรายงานผลของ EQAB 8150 : Identification & Antimicrobial susceptibility test



1. เลือก “EQAB: IDEN&AST” และ click “Trial”

EQAB:GRAM สมัครแล้ว

Trial

EQAB:AFB สมัครแล้ว

Trial

EQAB IDEN&AST สมัครแล้ว

Trial

2. คลิก “รายงานผล”

***เนื่องจากระบบจะทำการนับวันและเวลาถอยหลังก่อนจะถึงวันที่ปิดระบบรายงานผล

Trial in program IDEN-AST

Trial in program IDEN-AST

1-2023

เหลือเวลาอีก 26 วัน 3 ชั่วโมง 28 นาที จะหมดเวลารายงานผล

รายงานผล

*** หากสมาชิกต้องการแก้ไขการรายงานผลหลังจากส่งรายงานผลไปแล้ว สมาชิกสามารถ click “รายงานที่เคยส่ง” เพื่อ ทำการแก้ไข

Trial in program IDEN-AST

Send report IDEN-AST - 1-2023 successful

Trial in program IDEN-AST

1-2023

เหลือเวลาอีก 26 วัน 3 ชั่วโมง 24 นาที จะหมดเวลารายงานผล

ดูรายงานที่เคยส่ง

3. สมาชิกใส่รายละเอียดวันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบและเลือก “ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ” อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ (หลังจากเลือกแล้วแบบฟอร์มการรายงานผลทดสอบจึงจะปรากฏ)

รายงานผลการทดสอบ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ: 888 หมู่ 11 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย หนองศรีเกษ ศรีสะเกษ 33000

บันทึกการรับตัวอย่าง

Scheme : IDEN-AST Trial : 1-2023

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ

12-02-2023

ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ

☒ อยู่ในสภาพสมบูรณ์

☐ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้

เนื่องจาก

4. สมาชิกคลิกเลือกวิธีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และสามารถรายงานชื่อเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการ

BACTERIA IDENTIFICATION

1.วิธีการที่ท่านใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียสำหรับตัวอย่างที่ได้รับ

☒ Conventional tests

☐ VITEK

☐ VITEK 2

☐ MicroScan

☐ MALDI-TOF (bioMerieux)

☐ MALDI-TOF (Bruker)

☐ Molecular techniques

☐ API (bioMerieux)

☐ Rapid Test NF PLUS

☐ Phoenix M50

☐ Other...

Other ระบุ

IDEN 23-1-1

2.รายงานชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่พบในตัวอย่าง IDEN 23-1-1

**คู่มือสมาชิกการรายงาน
ผลระบบออนไลน์ : EQAB**

5. สมาชิกคลิกลิ้งก์วิธีที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อตัวอย่าง

IDEN 23-1-1

2.รายงานชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่พบในตัวอย่าง IDEN 23-1-1

3.วิธีการที่ผ่านใช้ในการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะสำหรับเชื้อตัวอย่างที่ได้รับ

☒ Disc diffusion
 ☐ VITEX
 ☐ VITEX 2
 ☐ Phoenix m50
 ☐ MicroScan
 ☐ Sensititre
 ☐ Other

Other

4.รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาในตารางข้างล่างนี้

ยา	zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)
Amikacin	20	Susceptible	

5.ในกรณีที่ยาบางชนิดที่ผ่านทดสอบนั้นวิธีการทดสอบที่แตกต่างไปจากที่ให้ข้อมูลโปรดระบุ

6. สมาชิกรายงานชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อตัวอย่าง โดยคลิกที่สัญลักษณ์ “สามเหลี่ยมกลับหัว” จะปรากฏชนิดของยาปฏิชีวนะให้ท่านคลิกเลือก

4. รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาในตารางข้างล่างนี้

ยา	zone size (mm)
Amikacin	20
Choose	
Amikacin	
Amoxicillin-calvulonate	
Ampicillin	
Ampicillin-sulbactam	
Azithromycin	
Aztreonam	
Cefazolin	
Cefepime	
Cefotaxime	
Cefotetan	
Cefoxitin	
Ceftaroline	
Ceftazidime	
Ceftolozane-lazobactam	
Ceftriaxone	
Cefuroxime	

คู่มือสมาชิกการรายงาน ผลระบบออนไลน์ : EQAB

6.1 จากนั้นให้สมาชิกรายงาน Zone size (mm.) ของยาปฏิชีวนะตัวที่คลิกเลือกเป็นตัวเลข

zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)	
20	Susceptible		

6.2 จากนั้นให้สมาชิกรายงานการแปลผลของยาปฏิชีวนะตัวที่คลิกเลือก โดยคลิกตรงสัญลักษณ์ “สามเหลี่ยมกลับหัว” จะปรากฏชนิดการแปลผลให้ท่านเลือก

zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)	
20	Susceptible		

วิธีการทดสอบที่แตกต่างไปจากที่ให้ไว้

- Choose
- Susceptible
- Susceptible dose dependent
- Intermediate
- Resistant

6.3 กรณีที่สมาชิกมียาปฏิชีวนะที่มีการทดสอบด้วยวิธี MIC สามารถรายงาน MIC (μ g/ml) ของยาปฏิชีวนะตัวที่คลิกเลือกเป็นตัวเลข

zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)	
20	Susceptible	12.5	

6.4 กรณีที่สมาชิกต้องการเพิ่มชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการทดสอบความไว
ต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อตัวอย่าง โดยคลิกที่สัญลักษณ์ “เครื่องหมายบวก” ตรงมุมด้าน
ขวามือ สามารถคลิกได้ตามจำนวนความต้องการ

4.รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาในตารางข้างล่างนี้

ยา	zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)	
Amikacin	20	Susceptible	12.5	
Choose		Choose		
Choose		Choose		
Choose		Choose		

5.ในกรณีที่ยาบางชนิดที่ผ่านทดสอบนั้นวิธีการทดสอบที่แตกต่างไปจากที่ให้ข้อมูลโปรดระบุ

MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)
12.5

คู่มือสมาชิกการรายงาน ผลระบบออนไลน์ : EQAB

6.5 กรณีที่สมาชิกต้องการลบชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อ
ยาปฏิชีวนะของเชื้อตัวอย่าง โดยคลิกที่สัญลักษณ์ “รูปถังขยะ” ตรงด้านขวามือสุดของ
แถว

4.รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาในตารางข้างล่างนี้

ยา	zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)	
Amikacin	20	Susceptible	12.5	
Choose		Choose		

MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)

12.5

6.5.1 ยืนยันการลบ click “ตกลง”

fsoftprodev.xyz บอกว่า

Do you want to delete

ตกลง

ยกเลิก

6.6 กรณีที่สมาชิกมียาปฏิชีวนะ หรือวิธีการทดสอบที่แตกต่างไปจากที่ให้ข้อมูล ท่าน
สามารถรายงานเพิ่มเติมได้

5.ในกรณีที่ยามบางชนิดที่ท่านทดสอบนั้นมีวิธีการทดสอบที่แตกต่างไปจากที่ให้ข้อมูลโปรดระบุ

7. ส่วนของการรายงานผลของตัวอย่างที่ 2 ทำเช่นเดียวกันกับการรายงานของ
ตัวอย่างที่ 1

IDEN 23-1-2

2.รายงานชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่พบในตัวอย่าง IDEN 23-1-2

3.วิธีการที่ท่านใช้ในการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะสำหรับเชื้อตัวอย่างที่ได้รับ

☐ Disc diffusion

☐ VITEX

☐ VITEX 2

☐ Phoenix m50

☐ MicroScan

☐ Sensititre

☐ Other

Other

4.รายงานผลการทดสอบความไวต่อยาในตารางข้างล่างนี้

ยา	zone size (mm.)	การแปลผล	MIC(μ g/ml) (ถ้ามี)	
Choose		Choose		

5.ในกรณีที่ยามาชนิดที่ท่านทดสอบนั้นมีวิธีการทดสอบที่แตกต่างไปจากที่ให้ข้อมูลโปรดระบุ

8. กรณีที่สมาชิกต้องการส่งรูปภาพที่เกี่ยวข้องการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียของท่าน สามารถ
อัปโหลดไฟล์ภาพได้ โดยคลิกที่ “Browse”

หากท่านประสงค์ ต้องการแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น colony บนอาหารเลี้ยงเชื้อ , Biochemical , test , Antimicrobial susceptibility testing

หากท่านประสงค์ต้องการแนบภาพถ่ายการย้อมสี อัปโหลดไฟล์ภาพ

Upload one file	Browse	Upload one file	Browse
Upload one file	Browse	Upload one file	Browse

9. สมาชิกใส่รายละเอียดวันที่ทำการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก “ส่งผลการตรวจ”

หากท่านประสงค์ ต้องการแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น colony บนอาหารเลี้ยงเชื้อ , Biochemical , test , Antimicrobial susceptibility testing

หากท่านประสงค์ต้องการแนบภาพถ่ายการย้อมสี อีพโทไลด์ไฟลภาพ

Upload one file

Browse

Upload one file

Browse

Upload one file

Browse

Upload one file

Browse

ข้อมูลผู้ส่ง

ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

ตำแหน่ง

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

024123441

ตำแหน่ง

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

วันที่ทำการทดสอบ

07-02-2022

ส่งผลการตรวจ

9.1 สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และคลิก “ยืนยันส่งผลการตรวจ” หรือ
สามารถคลิก “พิมพ์” สำหรับเก็บเป็นเอกสารได้

ย้อนกลับ

พิมพ์

ยืนยันส่งผลการตรวจ

รายงานผลการทดสอบ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์: 2 รัชหลัง ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

บันทึกการรับตัวอย่าง

Scheme : EQAB IDEN&AST Trial : EQAB 8015: IDEN 1/2022

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ

07-02-2022

ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ

- ☒ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
☐ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้

เนื่องจาก

BACTERIA IDENTIFICATION

1.วิธีการที่ท่านใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียสำหรับตัวอย่างที่ได้รับ

- ☒ Conventional tests
☐ VITEK

10. การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Trial in program EQAB IDEN&AST

Send report EQAB IDEN&AST - EQAB 8015: IDEN 1/2022 successful

11. เมื่อส่งผลการทดสอบเข้าระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ที่ “ผลการประเมิน”

